

ABE® Nasenverband

Unsere flexiblen Nasenschleudern /
Our flexible nose sling



Varianten / variants

| REF | Halteband / Bandholder | Material Halteband / Material bandholder | Material Saugkörper / absorbent material | Stück pro Packung / Piece per pack |
|------|---|---|---|---------------------------------------|
| 4039 | elastisch zum Binden / elastic for binding | 100 % Polyester | 100% Baumwolle / 100% Cotton | 20 Stück / 20 pcs. |
| 9814 | bi-elastisch, mit Ohrenschlaufen / bi- elastic, with ear loops | 100% Polyamid | 50% Zellstoff, 25% Baumwolle, 25% Viskose / 50% cellulose 25% cotton 25% viscose | 20 Stück / 20 pcs. |
| 9818 | bi-elastisch, mit Ohrenschlaufen / bi- elastic, with ear loops | 100% Polyamid | 50% Zellstoff, 25% Baumwolle, 25% Viskose / 50% cellulose 25% cotton 25% viscose | 500 Stück / 500 pcs. |

Allgemeine Informationen / General information

Anwendungshinweise / Application notes

Im HNO-Bereich nach Nasenoperationen mit
Sekretaustritt. Einfaches Anlegen durch bereits
vorhandene Ohrschlaufen oder durch einen Knoten am
Hinterkopf. / For post-operative ENT applications with
heavy exudate. Simply fit using the supplied ear loops or
secure by tying behind the head.

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and
dry place.

Allgemeine Hinweise/ General remarks



Code nach UMDNS / UMDNS code

Verband, sonstige 15-216 / bandages, other 15-216

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485: 2016; 93/42/EWG / EEC:
Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang IX
(Regel 1 + Regel 4) / Medical product of class I
acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.