



ecOLUTION

Milizid

Ultrahochkonzentrat zur Sanitärreinigung


Einsatzbereich

Für die wirksame Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.



Anwendung

Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden und WC-Keramik. Nur in Verbindung mit Original DR.SCHNELL Dosiertechnik anwenden. Je nach Verschmutzung 0,05% – 0,5% zur Unterhaltsreinigung einsetzen. Nach jeder Anwendung mit klarem Wasser nachspülen.



Produkteigenschaften

- 80 % weniger Verpackungsmüll** und Transportvolumen
- Nachweislich reduzierte CO₂-Emission und 5-fach höhere Reichweite durch Ultrahochkonzentrat**
- Flasche besteht zu 100% aus recyceltem Material
- Deutlich weniger Lagerplatzbedarf und Transportaufwand
- Bis zu 2.000 Liter Anwendungslösung aus einer 1-Liter-Flasche
- Punktgenaue Dosierung, bereits fertig mit Wasser gemischt, über die DR.SCHNELL Dosieranlage
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU-Ecolabel) und dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Entfernt mühelos Kalk, Kesselstein, Zementschleier, Rost, Urinstein, Haufette, Kosmetik-/Cremerückstände und Kalkseife
- Mit dem besonderen Ablaufeffekt, Kalk- und Schmutzblockerwirkung
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- *Mind. 37% CO₂ Emissionsersparnis im Vergleich zu 5 x 1 Liter DR. SCHNELL ECO Collection Sanitärreiniger (Bilanziert nach ISO 14067 Scope 1-3)
- *CO₂ neutral: Kompensation der Restemissionen durch Klimaprojekte
- Angenehm natürliche Apfelduftnote

Hinweis

Vor Ausbringung Toilettensitz hochklappen. Nicht säurefeste Fugen und Armaturen vor der Reinigung vorwässern. Nach der Reinigung Fußböden, Wände und Inventar mit klarem Wasser nacharbeiten. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen. Verpackung restentleert über das duale System entsorgen. Restmenge bestimmungsgemäß entsorgen. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Technische Informationen

Karton mit 4 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 31210

ECOLUTION HANDSPRÜHER ROT

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art.-Nr. 31205

ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf ROT

Art.-Nr. 94663



*Jedes ECOLUTION-Produkt erzeugt eine CO₂-Emissionsreduktion im Vergleich zu konventionellen DR.SCHNELL-Produkten. Erzielt durch stark reduzierten Verpackungsanteil (verwendeter Kunststoff ist geprüft recyclingfähig) und ultrahochkonzentrierte Formulierungen, bilanziert nach DIN ISO 14067 Scope 1-3. Detaillierte Informationen finden sich im jeweiligen Produktdatenblatt. Restemissionen kompensiert durch das Chacayes Hydroelectric Projekt in Chile. Nähere Informationen unter: www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit

** Durch 5-fach so hohe Produktkonzentration und damit 5-fach so hohe Reichweite bezogen auf die 1 Liter DR.SCHNELL Flasche mit FOROL & FOROL ECO Hochkonzentrat

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0424

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL